



Personerna på bilderna som återfinns i denna instruktion är modeller och inte faktiska patienter.

Steg för steg

med ditt **PRODUODOPA**[®] system

Instruktion för hur du administrerar Produodopa[®]

Produodopa[®] (foslevodopa/foskarbidopa infusionsvätska, lösning) används för att behandla Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Den här instruktionen finns tillgänglig som stöd för patienter som har fått Produodopa förskrivet av sin behandlande läkare. Läs alltid igenom bipacksedeln och bruksanvisningen innan du påbörjar din behandling. Du hittar dessa inuti produktförpackningarna för läkemedlet och tillbehören.

Prata alltid med din läkare om du har frågor om din behandling.

Ett steg

I TAGET

Oavsett om det är första gången eller inte som du administrerar ett läkemedel via en subkutan infusion, kommer den här instruktionen gå igenom det som är viktigt för dig att känna till och på ett bra sätt komma igång med din behandling.



Till dig som är närstående.

Om du är närstående till någon med Parkinsons sjukdom som fått Produodopa förskrivet är du en viktig del av deras behandling och dagliga rutin. Gå igenom det här instruktionsmaterialet tillsammans för att förstå hur du kan ge stöd i den nya behandlingen.

Innehåll

Avsnitt 1: Din behandling

- 8 Dina tillbehör
- 10 Förstå din Vyafuser® infusionspump
- 12 Hur du sköter din pump

Avsnitt 2: Så här använder du pumpen

- 16 Förstå pumpens skärm
- 20 Alternativ från huvudmenyn
- 22 Alternativ från menyn BYT SYSTEM

Avsnitt 3: Administrera Produodopa

- 26 Flera olika infusionsflöden
- 30 Förberedelser innan du tar ditt läkemedel
- 32 Överföra lösning från flaska till spruta
- 36 Avlägsna luftbubblor
- 38 Koppla loss sprutan från flaskan
- 40 Ansluta slangen till sprutan
- 42 Placera sprutan i pumpen
- 46 Fylla infusionsslangen
- 52 Välj infusionsställe
- 56 Fästa kanylen i huden
- 60 Starta infusionen

Avsnitt 4: Ytterligare support

- 64 Instruktionsfilmer
- 68 En användbar checklista

Din

BEHANDLING

En översikt över de olika tillbehören du behöver för att ta läkemedlet och hur du sköter din Vyafuser® infusionspump.

För stöd med din Produodopabehandling besök vår webbsida för patienter. Där kan du hitta instruktioner och filmer kopplat till din behandling samt tips och råd.

www.produodopapatient.se

Öppna den inbyggda kamera-appen på din mobil eller surfplatta för att skanna QR-koden.





Dina tillbehör

Dessa föremål är tillsammans med Vyafuser® infusionspump nödvändiga för att ta Produodopa. Notera att vissa av tillbehören kan se annorlunda ut än på bilderna.



Läkemedelsflaska

Innehåller Produodopa-läkemedlet.



Flaskadapter

Fästes på läkemedelsflaskan och används för att överföra läkemedlet från flaskan till sprutan.




Spruta

Fylls med läkemedlet och används därefter i pumpen.



Det är viktigt att bibehålla en steril miljö för att förebygga infektioner, ha därför alltid pappersservetter och spritkompresser nära till hands.

Infusionsset



Infusionslang

Ansluter sprutan i pumpen till kanylen för att administrera läkemedlet.



Införare och kanyl

Används för att fästa kanylen i huden. Kanylen är en liten plastslang som tillåter läkemedlet att flöda in i kroppen.



Batterier och laddtillbehör

Används som strömkälla för att driva pumpen. Ett fulladdat batteri ska räcka i minst 24 timmar. Du kommer att få två laddningsbara batterier. Ett batteri används i pumpen och det andra laddas tills du behöver byta batteri.



Adaptorn kan skilja sig från den som visas här.



Du behöver även en avfallsbehållare för att kunna kassera använda artiklar på ett säkert sätt.

Förstå din Vyafuser[®] infusionspump

Framsida



a Knappen Extrados: Används för att leverera extradoser om detta tillåts av din läkare.

b Skärm: Innehåller information om pumpstatus och alternativ för åtgärder.

c Valknappar: Används för att välja mellan olika alternativ på skärmen.

d Pilknappar upp/ner: Används för att skrolla igenom menyalternativen eller för att öka eller minska ett värde.

e Lock: Pumpen har en design som kan öppnas för att lägga in och avlägsna sprutan. Locket, framsidan av pumpen, har skärm och knappar.

f Lockspärr: Du kan skjuta på lockets spärr för att låsa upp locket.

Baksida och insida



g Batterilucka: Skjuts på plats för att stänga batterifacket.

h Sprutöppning: Platsen där spetsen på sprutan som ansluter till infusionsslangen sticker ut från pumpen.



i Sprutkolvsavtryckare: Pumpmekanism som trycker mot sprutkolven för att kontrollera läkemedelsflödet.


j Pumpinformation: Inkluderar modell och serienummer.

k Rännor för sprutans fingregrepp: Rymmer sprutans fingregrepp och säkerställer korrekt insättning av sprutan när den förs in i pumpen.

Hur du sköter din pump

Pumpen får inte bli blöt


Du kan tillfälligt koppla bort pumpen för att exempelvis duscha, bada eller simma. Stoppa pumpen och lossa infusionsslangen från kanylen innan aktiviteter utförs där pumpen riskerar att bli blöt. Det är okej att kanylen blir blöt.




Låt inte pumpen vara bortkopplad i mer än en timme



Om pumpen är bortkopplad i mer än en timme måste infusionssetet (både kanyl och infusions slang) bytas ut.



Om pumpen är bortkopplad i mer än 3 timmar kan du även behöva själv-administrera en laddningsdos för att snabbt återställa symtomkontrollen. Laddningsdoser kan administreras via pumpen eller med orala levodopa/karbidopa-tabletter med snabb frisättning.



Återuppta infusionen när du är klar



**Sänk inte ner pumpen i vatten
Om pumpen blir blöt, torka den
omedelbart med en handduk och
kontakta din läkare**

Så här använder **DU PUMPEN**

En detaljerad instruktion om komponenterna till Vyafuser® infusionspump, hur du läser av pumpens skärm och använder pumpen.



Förstå pumpens skärm

Se till att du vet hur du läser av pumpens skärm innan du startar doseringen.



Bekanta dig med statusskärmen

Statusskärmen är huvudskärmen som visas på pumpen.

a Batteriikon: Visar status för batteriets laddning och varnar när batterinivån börjar bli låg.

b Skärm AV: Du stänger av skärmen med den vänstra valknappen. Detta bidrar till att spara batteristyrka. Skärmen stängs av efter 20 sekunders inaktivitet.

NOTERA: Detta stänger inte av pumpen, bara skärmen. Tryck på valfri knapp för att starta skärmen.

c Pumpstatus: Visar om pumpen är igång eller är stoppad.

NOTERA: På de andra skärmarna visas i det övre högra hörnet en grön cirkel (pumpen är igång) eller en röd fyrkant (pumpen är stoppad).

d Information om sprutbyte: Visar antal timmar och minuter som återstår tills sprutan är tom eller tiden som återstår tills sprutan ska bytas.

e Aktuellt flöde: Visar pumpens infusionshastighet i milliliter per timme (ml/h).


f Pumpmeny: Genom att trycka på menyknappen visas ytterligare menyalternativ.

Så här väljer du från menyn



Statusskärm

Menyalternativen på pumpen används för att göra ändringar av dosering och tillbehör.



Val i pumpmenyn

a Pilknappar: Anger att ytterligare menyalternativ finns ovanför eller nedanför de som visas på skärmen.

b Tillbaka: Genom att trycka på knappen "TILLBAKA" kommer du tillbaka till statusskärmen.

c Välj alternativ: Genom att trycka på pumpknappen nedanför "VÄLJ" väljs det markerade menyalternativet. Du kan ändra det markerade alternativet genom att trycka på pilknapparna.

Andra viktiga ikoner som kan visas på skärmen



En varningssymbol kan dyka upp på skärmen och pumpen ger ifrån sig ett larm. Varningssymbolen innehåller information om varför den visas.

Symbolen ovan anger en allmän varning.



Alternativ från pumpmenyn

Du kan välja följande alternativ direkt från huvudmenyn.

Stoppa pumpen



Du kan tillfälligt behöva koppla bort pumpen t.ex för att duscha eller simma. Först måste du stoppa pumpen.

Använd menyn för att välja **Stoppa pump** och välj därefter **JA** när du får frågan **Stoppa pump?**

Starta pumpen

När du är redo att ansluta pumpen igen efter dusch eller byte av spruta behöver du starta pumpen eller starta om din infusion.



Använd menyn för att välja **Starta pump** och välj därefter **JA** när du får frågan **Starta pump?**

Starta en laddningsdos

Om du behöver starta en laddningsdos kommer pumpen, efter att du valt **Starta pump**, att automatiskt fråga om du vill starta en laddningsdos.



Välj antingen **JA** eller **NEJ**.

Ändra infusionsflödet

Om din läkare tillåter det kan du ändra pumpens infusionshastighet från bas, högt eller lågt med detta menyalternativ.



Välj **Ändra flöde** och välj den infusionshastighet du önskar.

Alternativ från menyn

Byt system

Du kan välja mellan flera alternativ från menyn **Byt system**.



Från pumpmenyn väljer du **Byt system**.

Fylla

När en ny spruta sätts in kommer pumpen automatiskt att visa ett fyllnadsalternativ.



Om du inte ser alternativet för att fylla slangen, gå till **Byt system** och välj därefter **Fyll inf.-slangen**.

Byta spruta

Förbered en ny spruta medan pumpen är igång för att minimera tiden då pumpen inte administrerar lösning. När sprutan är klar:



Gå till **Byt system** och välj **Ta bort spruta**. Följ därefter uppmaningarna som visas och sätt in en ny spruta.



Administrera

PRODUODOPA

Steg för steg-instruktioner för hur du använder Vyafuser® infusionspump och administrerar läkemedlet.



Det är viktigt att tillbehören hålls sterila. Tvätta händerna. Om byte av infusionsställe, rengör området innan du tar läkemedlet. Noggrann hygien bidrar till att förebygga hudproblem. Därför har vi skapat denna hjälpsymbol för att påminna dig.



Flera infusionsflöden

Beroende på dina behov och din läkares instruktioner kan du eventuellt välja eller ändra infusionsflöden.

Laddningsdos

En laddningsdos är en stor engångsdos som ges under en kort tidsperiod (bolus) och som kan tillföras när behandlingen inleds och som kan ha förskrivits av din läkare. Om pumpen är bortkopplad i mer än 3 timmar kan du även behöva självadministrera en laddningsdos för att snabbt återupprätta symptomkontrollen.



Om du har förskrivits en laddningsdos kommer du endast att se detta alternativ när du startar pumpen efter att den varit stoppad i mer än 3 timmar.

Alternativet är inte med i pumpmenyn.



Kontinuerlig infusion

En kontinuerlig infusion är din vanliga dagliga infusion. Du kan ha möjlighet att ändra på ditt kontinuerliga infusionsflöde genom att välja från upp till tre alternativ:

Bas: Det vanliga, dagliga infusionsflödet för Produodopa.

Högt: Ett ökat infusionsflöde jämfört med Bas.

Lågt: Ett lägre infusionsflöde jämfört med Bas.

Pumpen behöver inte stoppas för att ändra det kontinuerliga infusionsflödet



Välj **Ändra flöde** från pumpmenyn och därefter **JA** för att bekräfta.



Använd pilknapparna för att välja antingen **Högt**, **Lågt** eller **Bas**. När du valt flöde bekräftar du med **JA**.

Extrados

En extrados är en ytterligare engångsdos läkemedel för att hjälpa vid akuta OFF-symtom (plötslig stelhet), om dessa plötsligt uppstår under din kontinuerliga infusion. Extradoser är valfria.



Knappen **Extrados** är placerad högst upp på pumpen.

Tryck på knappen en gång för att begära en extrados. Följ därefter uppmaningarna på skärmen och tryck en gång till för att bekräfta att du vill ha en extrados.


Extradosfunktionen aktiveras av din läkare. Denna funktion har en tidsgräns för att förhindra att den överanvänds. Om du märker att du behöver ändra basflödet för din kontinuerliga infusion eller använder knappen Extrados ofta ska du prata med din läkare.

Förberedelser innan du tar läkemedlet

Samla ihop dina tillbehör

Samla ihop alla tillbehör som listas på sidorna 8–9 samt bruksanvisningen. Du kan lägga ut alla artiklar på ditt underlägg innan du börjar för att se till att du har allt du behöver.

Inspektera tillbehörens utgångsdatum och förpackningarna från eventuella skador



Detta inkluderar läkemedelsflaska, flaskadapter och spruta.

Kontrollera att lösningen är Produodopa och att den inte passerat utgångsdatum genom att granska datumet på etiketten.



Använd inte artiklar om utgångsdatumet passerat eller om den sterila förpackningen är skadad

Därefter inspekterar du lösningen

Färgen på lösningen kan variera, men detta har ingen inverkan på kvaliteten. Den kan variera från färglös till gul eller brun och kan ha en lila eller röd nyans. Den kan bli mörkare i sprutan.



Kontrollera lösningen för att säkerställa att den är fri från partiklar och inte är grumlig.



Använd inte lösningen om du ser flakor eller partiklar eller om lösningen är grumlig.



Lösningen får aldrig spädas och sprutan får inte fyllas med någonting annat än Produodopa.

Säkerställ att lösningen har rumstemperatur

Om läkemedelsflaskan har varit kyld före användning, låt den stå i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus, i 30 minuter.




Värm inte upp lösning på något annat sätt än att låta den stå i rumstemperatur i flaskan.

Överföra lösning från flaska till spruta

Hitta en väl upplyst plats och en ren, plan arbetsyta, som t.ex. ett bord.

Notera att tillbehören kan se annorlunda ut än på bilden.



1 Tvätta händerna

Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem med en pappersservett.



2 Förbered läkemedelsflaskan

Avlägsna läkemedelsflaskans kork för att exponera gummiproppen.




Torka av gummiproppen med spritkompress och låt torka.



Se till att arbetsytan är noggrant rengjord för att minska infektionsrisken.




Låt inte spetsen på något tillbehör komma i kontakt med orena ytor. Om detta sker, kasta tillbehöret och ta ett nytt.




3 Fäst flaskadaptorn på läkemedelsflaskan.


Dra av skyddspappret från flaskadaptorns förpackning.



Använd förpackningen för att trycka fast flaskadaptorn rakt ner på läkemedelsflaskan tills den klickar på plats.




Dra därefter bort förpackningen från flaskadaptorn.



4 Förbered sprutan


Ta en ny spruta och avlägsna den från förpackningen.

Tryck in gummikolven hela vägen för att bli av med all luft.




5 Fäst sprutan till flaskadaptern

Håll stadigt i flaskadaptern, fäst sprutan genom att trycka in den och sedan skruva den på plats. Dra inte åt för hårt.




6 Håll sprutan rakt upp med läkemedelsflaskan ovanför sprutan

Det är viktigt att hålla sprutan så att den pekar rakt upp.



7 Dra ut hela flaskans innehåll i sprutan

Medan du håller sprutan i ett stadigt grepp med en hand drar du långsamt ner kolven med den andra handen för att dra upp hela flaskans innehåll i sprutan till 12 ml-markeringen, eller tills du ser luft vid sprutans spets.





8 Inspektera sprutan för luftbubblor

Små bubblor och luft vid spetsen i sprutan är okej.

Om du ser små bubblor eller inga bubblor kan du hoppa över följande avsnitt:

Avlägsna luft från sprutan.




 Stora bubblor måste avlägsnas så att de inte påverkar doseringsnoggrannheten.

Om du ser stora luftbubblor, fortsätt till nästa sida.

Dra alltid ut hela läkemedelsflaskans innehåll i sprutan


Avlägsna luftbubblor

Samla ihop luftbubblorna till en enda bubbla



9 Roterar sprutan

Medan läkemedelsflaskan fortfarande är fäst till sprutan roterar du sprutan långsamt och försiktigt och lutar den fram och tillbaka.




Om du fortfarande ser luftbubblor, samlar ihop dem genom att försiktigt rotera sprutan och den fästa flaskan upp och ner. När de stora luftbubblorna samlats ihop till en enda luftbubbla fortsätter du till nästa steg.



Skaka eller knacka inte sprutan för att avlägsna luftbubblor.


Avlägsna luft från sprutan



10 Tryck ut luft ur sprutan

Med läkemedelsflaskan fortfarande fäst vid sprutan riktar du sprutan uppåt. Tryck långsamt ut luften ur sprutan och in i flaskan.


Fortsätt trycka tills all luft avlägsnats från sprutan och lösning syns i sprutans spets. Du kommer att känna ett visst motstånd när du trycker.



Om du lutar sprutan något kan du se små luftbubblor i hörnet. Detta är okej.


Koppla loss sprutan från flaskan

Koppla loss sprutan från flaskan



- 11 När du avlägsnat luften från sprutan, vänder du sprutan och flaskan**

Sätt ner läkemedelsflaskan på den rena, plana ytan.



- 12 Koppla loss sprutan från flaskadaptern**

Håll stadigt i flaskadaptern med ena handen och sprutan med den andra. Skruva loss sprutan från flaskadaptern.

Se till att inte trycka mot kolven.



- 13 Placera sprutan på en ren, torr yta**



Om spetsen av sprutan kommer i kontakt med en oren yta ska den kastas och ersättas med en ny.





Kassering

Använda läkemedelsflaskor med flaskadaptrar fortfarande fästa ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser eller enligt vårdpersonalens instruktioner.




Återanvänd ALDRIG en spruta, flaska eller flaskadaptrar, även om det finns läkemedel kvar

Ansluta slangen till sprutan

När sprutan är fylld med läkemedel är den redo att anslutas till infusionsslangen.


Säkerställ att pumpen finns i närheten, att batteriet är fulladdat och installerat och redo att användas.

Förbered infusionssetet



14 Avlägsna infusionsslangen från förpackningen

Dra av skyddspappret från förpackningen och ta ut infusionsslangen.




Räta ut infusionsslangen.




Kom ihåg att placera tillbehören på en rengjord yta och att arbeta med rena händer

Anslut infusionslangen



15 Fäst infusionslangens ände till den nya, fyllda sprutan

Skruva fast infusionslangens ände på sprutans ände. Se till att den sitter ordentligt utan att dra åt för hårt.



Lägg ner den andra änden av infusionslangen med kopplingen på en ren pappersservett medan du fäster infusionslangen till sprutan.

Placera sprutan i pumpen

Gå till pumpskrämen



16 Starta pumpens skärm

Tryck på valfri knapp på framsidan av pumpen.

Tryck på **MENY** för att visa pumpmenyns alternativ.






17 Använd pilknapparna för att markera alternativet **Sätt i spruta**

Tryck på **VÄLJ** för att välja alternativet **Sätt i spruta**.




Följ anvisningarna på skärmen.



18 Skjut lockspärren för att öppna pumpen

Öppna pumplocket.



19 Placera sprutan i pumpen

Sätt in sprutan i pumpen med sprutgreppet i rännorna. Se till att sprutans spets och infusions slang passerar fritt genom öppningen i botten.

Om sprutan inte passar, kontrollera att sprutkolven befinner sig i rätt position och att luft har avlägsnats.

Om det fortfarande finns luft i sprutspetsen, se till att slangen inte är ansluten till kanylen. Tryck därefter försiktigt ut återstående luft och säkerställ att ingen lösning trycks ut.

20 Stäng pumplocket och bekräfta insättningen



När du sett till att sprutan är korrekt placerad stänger du locket så att det klickar till.



Bekräfta att den nya sprutan har satts in genom att trycka på knappen **JA**.




Vänta för att låta pumpen förbereda den nya sprutan för användning.

Fylla infusionsslangen

Att fylla slangen innebär att pumpen trycker ut läkemedlet från sprutan genom infusionsslangen för att eliminera luft i slangen.


Förbered för att fylla slangen




21 Förbered för att fylla infusionsslangen

Avlägsna den vita skyddshättan från änden av kopplingen. Håll hättan ren och förvara den på en ren plats.

Du kan behöva använda samma vita plasthätta igen för att skydda änden av kopplingen om du pausar infusionen.




Lägg ner infusionsslangens koppling på en ren pappersservett så att lösning inte droppar på andra delar av kopplingen.



NOTERA: Du kan behöva stabilisera slanggen genom att hålla den med fingrarna.

Gå till pumpskrämen



22 Starta fyllnad av slang

Pumpen visar **Behöver du fylla slang?** Tryck på **JA**.


Om du trycker **NEJ** kommer du skickas tillbaka till startskärmen.

Om du behöver fylla slanggen och inte ser uppmaningen på skärmen, välj **Byt system** från pumpmenyn och därefter **Fyll inf. -slangen**.



Se till att slangens ände med kopplingen inte är ansluten till kanylen och tryck **BEKRÄFTA**.

Starta fyllning av slang



23 Fylla infusionsslangen

Håll pumpen så att den står upprätt på bordet. Sprutspetsen och slangen ska sticka ut upptill på pumpen.

Skärmen roterar så att du kan läsa av den när pumpen hålls på detta sätt.




Tryck på **FYLL**.

Varje gång du trycker på **FYLL** tillför pumpen en volym av läkemedlet till infusionsslangen och stoppar.



Pumpen måste peka rakt upp och får inte lutas, annars visas inte alternativet **FYLL** på skärmen

24 Titta efter en droppe lösning



Se till att kopplingen ligger plant på en ren pappersservett. Fortsätt trycka på **FYLL** tills du ser en droppe lösning på pappret.

Det kan ta flera sekunder innan en droppe blir synlig.




Tryck på **BEKRÄFTA** när du ser en droppe lösning på kopplingen.



Tryck **JA** för att bekräfta att en droppe blivit synlig.

Genom att trycka på **NEJ** skickas du tillbaka till föregående skärm som låter dig fortsätta fylla slangen tills en droppe uppstår.


forts fyllnad av slang



- 25 **Lägg ner pumpen på bordet så att den ligger plant.**



26 Se till att lösningen har slutat droppa från kopplingen



Håll kopplingen plant på pappersservetten i minst en minut för att säkerställa att lösningen har slutat droppa från änden.

Efter en minut, utan att lyfta kopplingen knackar du försiktigt på kopplingen för att återstående droppar ska lossna från spetsen.



Innan du fäster kopplingen till kanylen ska du se till att den är fri från droppar. Det kan annars bli svårt att lossa den från kanylen vid ett senare tillfälle.

När infusionsslangen har fyllts är det dags att fästa kanylen i huden.

Välj infusionsställe

Det är viktigt att du byter infusionsställe regelbundet. Det hjälper till att hålla huden frisk och gör att läkemedlet kan ges på rätt sätt.

Du kan använda din mage som infusionsställe om inte din läkare säger till dig att använda ett annat ställe. Se till att stället du väljer ligger minst 5 cm (ungefär lika långt som ditt lillfinger) från din navel.

- Undvik området där ditt skärp sitter eftersom huden där kan bli irriterad av trycket från skärpet.
- Undvik hud som har ärr, är hård eller har bristningar.
- Undvik hudveck eller ställen där huden ofta veckar sig naturligt.
- Använd ett nytt infusionsset (plastkanyl/slang), varje gång du byter infusionsställe.

Klipp bort eventuella hårstrån runt infusionsstället. Det kommer göra att kanylens klisterlapp fäster bättre på din hud. Om du måste raka din hud, vänta en dag med att använda det infusionsstället.

Välj ett nytt infusionsställe varje gång du byter infusionsset



Det nya infusionsstället behöver vara minst 2,5 cm från det tidigare stället.



Det är viktigt att byta infusionsställe för att hjälpa huden att hålla sig frisk och bidra till att läkemedlet administreras korrekt.

När du har använt ett infusionsställe, försök att inte använda det igen på minst 12 dagar

Så här byter du infusionsställe

Du kan behålla kanylen på ett infusionsställe i upp till 3 dagar, förutsatt att ingen hudirritation eller biverkning uppstår. **Om du ser tecken på irritation (såsom rodnad, svullnad eller smärta), byt infusionsställe direkt och kontakta behandlande klinik/läkare.**


Använd ett nytt infusionsset (kanyl och slang), varje gång du byter infusionsställe.

För att säkerställa att du inte återanvänder ett infusionsställe förrän det har hunnit läka kan det vara till hjälp att följa ett organiserat rotationsschema.

Ett sätt är att föreställa dig att din mage är en klocka. Du kan fästa din kanyl vid olika "tvåtimmarsintervall" varje gång.

Du kan starta klockan 12, sedan klockan 2 och därefter klockan 4 osv.

Rotationsexempel för infusionsställe:



Det kan vara till hjälp att skriva ner datum och plats för infusionsstället för att hålla reda på vilka ställen du redan har använt.


För fullständig information infusionsstället, se Riskminimeringsmaterial för Produodopa. Delas ut av Produodopa Support eller finns tillgänglig på www.fass.se



Fästa kanylen i huden

Förbered infusionsstället

I vissa fall kan din läkare rekommendera att fästa kanylen i huden vid en annan del av kroppen istället för på magen.



27 Välj önskat infusionsställe på magen


Torka av infusionsstället med spritkompress.

Låt infusionsstället torka i minst en minut.


**Det är viktigt att infusionsstället är
helt torrt för att kanylens klisterlapp
ska fastna på huden**

Förbered införare

28 Avlägsna förpackningen och skyddspappret



Avlägsna försiktigt pappret från tejpens på baksidan av införaren och var noga med att inte vidröra den självhäftande delen.



Avlägsna därefter införarens genomskinliga plastskydd, i närheten av den röda knappen, genom att varsamt klämma på sidorna och dra plastskyddet rakt ut.




Håll det genomskinliga plastskyddet rent och förvara det på en ren plats. Det kan användas som skyddshätta för kanylen när denna tillfälligt kopplas bort från slangen

Välj riktning för kanylen

Pilarna på utsidan av införaren visar var infusionsslangen kommer att anslutas till kanylen efter att kanylen fästs i huden.

Detta hjälper dig besluta den bekvämaste riktningen för slangen och kanylen eftersom detta inte kan ändras när kanylen väl har fästs på plats.




29 För in kanylen

Tryck införaren mot den rena huden på det valda infusionsstället, tryck därefter ner den röda aktiveringsknappen tills du hör ett klick.

Fortsätt att trycka införaren mot huden i ytterligare 5 sekunder för att hjälpa kanylens tejp att fastna på huden.


Avlägsna införaren genom att långsamt ta bort den rakt ut från infusionsstället.



Tryck fast tejpens runt kanylen för att säkerställa att den sitter ordentligt på huden.

Fästa slangen

30 Anslut infusionsslangen till kanylen



Tryck in kopplingen som sitter på infusionsslangens ände i kanylen.

Se till att kopplingen klickar på plats för att förhindra läckage.



Låt inte slangen hänga löst när infusionsslangen är ansluten till kroppen. Detta för att undvika att den fastnar i något och lossnar från infusionsstället.




Infusionsstället ska bytas var 3:e dag och oftare om du ser tecken på irritation.

Starta infusionen

Ta fram pumpen för att starta infusionen

Det sista steget är att se till att pumpen administrerar lösningen in i kroppen.



Gå till skärmen för att välja alternativen som behövs för att starta infusion med pumpen.

Utför alltid följande kontroller innan du startar en infusion

- 1 Bekräfta att infusionsslangen är korrekt ansluten till sprutan.
- 2 Bekräfta att infusionsslangen är fri från veck eller andra blockeringar.


31 Bekräfta att infusionsslangen är ansluten till kanylen



Välj **FORTSÄTT**.

32 Starta pumpen för antingen en laddningsdos eller kontinuerlig infusion



 Om du inte har använt pumpen under 3 timmar kommer skärmen att uppmana dig att **Starta en laddningsdos**. Annars kommer den be dig **Starta pump** för en kontinuerlig infusion.

Välj **JA**.



Pumpens skärm återgår till statusskärmen

Du ska se en grön IGÅNG-avisering och punkt i det övre högra hörnet på skärmen som visar att pumpen fungerar.

Ytterligare

SUPPORT

Det finns massor att komma ihåg om din behandling, därför har vi skapat mer instruktionsmaterial och svarat på några vanliga frågor för att hjälpa dig på vägen.



Stöd finns här

Det finns ett antal instruktionsfilmer som detaljerat visar hur du tar läkemedlet och som erbjuder ytterligare information och stöd. Eftersom filmerna finns online kan du komma åt dem när du vill.



Skanna denna QR-kod med telefonen eller besök www.produodopapatient.se för att titta på filmerna.

Lär dig att använda din pump

Hur använder jag pumpen?

Förbered din infusion

Vad behöver jag göra för att börja ta Produodopa?

Förbered lösning och spruta

Hur överför jag lösningen från flaskan till sprutan?

Fäst slangen och placera sprutan i pumpen

Hur sätter jag in sprutan i pumpen?

Att fylla slangen

Vad är fylla slangen och hur gör jag det?



Att välja infusionsställe

Hur vet jag var jag ska fästa kanylen och var är bästa stället att placera den?

Att fästa kanylen och ansluta slangen

Hur fäster jag kanylen vid kroppen?

Att starta din infusion eller ändra infusionsflöde

Hur instruerar jag pumpen att starta infusionen, och med vilken hastighet?

Att enbart byta spruta

Jag tar mer än en läkemedelsflaska per dag; behöver jag byta kanyl varje gång jag behöver en ny spruta?

Att byta slang och kanyl men inte spruta

Jag behöver byta infusionsställe, men jag har precis satt i en ny spruta, kan jag behålla sprutan?

Undvik problem vid infusionsstället – ta hand om din hud

Jag har upptäckt en hudreaktion på infusionsstället, varför händer detta och vad kan jag göra?

En användbar checklista


Ju mer du använder Produodopa-systemet, desto mer rutin kommer du få kring att ta din behandling.

Här är en användbar checklista med viktiga steg för att sköta din behandling

- Samla ihop alla dina tillbehör och inspektera alla artiklar.
- Tvätta händerna och rengör alla arbetsytor.
- Överför lösningen från flaskan till sprutan.
- Avlägsna luftbubblor manuellt och avlägsna luft från sprutan.
- Förbered sprutan, koppla ihop den med slangen och placera den därefter i pumpen.
- Fylla infusionsslangen.
- Fäst kanylen i huden på ett nytt infusionsställe.
- Fäst infusionsslangen till kanylen.
- Starta infusionen.



Kom ihåg att hålla följande tillbehör rena tills du byter till ett nytt infusionsset:



- den vita skyddshättan från änden av kopplingen
- det genomskinliga plastskyddet från införaren.

Du kan behöva dem för att skydda slangens ände och kanylen om du behöver byta spruta eller tillfälligt behöver koppla bort pumpen.

För mer information om hur du använder Produodopa-systemet, se bruksanvisningen till VYAFUSER™ pump för patient samt bruksanvisningarna till tillbehören (spruta, infusions slang, införare, flaskadapter och kanyl)

Upprätthåll din behandling

För mer information om ditt Produodopa® system besök vår webbsida för patienter, www.produodopapatient.se. Där kan du hitta instruktioner och filmer kopplat till din behandling samt tips och råd.

www.produodopapatient.se

Öppna den inbyggda kamera-appen på din mobil eller surfplatta för att skanna QR-koden.



Referenser:

1. Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa infusionsvätska, lösning) bipacksedel, 30 nov 2023.
2. Bruksanvisning till VYAFUSER™ pump för patienter, aug 2023.

Läs bipacksedeln innan du använder Produodopa

Produodopa® (foslevodopa + foskarbidopa), 240 mg/ml +12 mg/ml infusionsvätska, lösning. Produodopa används för att behandla Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Eftersom levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och blodtrycksfall, bör du vara försiktig vid bilkörning och användning av maskiner innan du vet hur din behandling påverkar dig. Om du känner dig mycket trött, avstå från bilkörning. Produodopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. För fullständig information, se www.fass.se. Bipacksedeln uppdaterades 30 nov 2023.